

# PROTECTIONS ANTI COVID-19 OFFRES SPÉCIALES

### Masque chirurgical 3 plis, non stérile, filtrant 98%, type IIR



Masque facial médical 3 plis avec élastiques

• Haute filtration : EFB 98%

 N'entrave pas la respiration et limite la projection des particules infectieuses dans l'air

• Dimensions: 17,5 cm x 9,5 cm, avec barrette nasale

• Couleur bleu clair

• Usage unique, non stérile

Boîte de 50 unités

Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux EN14683:2019, type IIR

Référence	Conditionnement	Tarif HT *	Tarif TTC *
PROCOV63	Boîte de 50 unités	13,49 €	14,24 €

\* Hors frais de port, TVA 5,5 %

#### Visière de protection anti-projections



- Visière anti-projections pour protéger le personnel contre les postillons et gouttelettes lors de toux ou éternuements
- Transparente et confortable pour un bon maintien
- En complément des masques, pour une protection totale du visage et des yeux
- Permet de conserver les lunettes de vue



\*Hors frais de port, TVA 5,5 %



Contactez-nous!

Commande non annulable. Le traitement de vos demandes et les délais de livraison peuvent être allongés. Merci pour votre compréhension.

Tél: 02 48 66 64 00 Fax: 02 48 66 64 80

Email: info@varaylaborix.com



# PROTECTIONS ANTI COVID-19 OFFRES SPÉCIALES

## Support sur pied pour distribution de gel hydroalcoolique





- Station sur pied, lestée permettant le maintien de flacons à pompe
- Actionnement de la pompe au pied ou à la main
- Possibilité de sécuriser le système de maintien pour dissuader du vol
- Réglage et changement du flacon rapide
- Possibilité de fixation au sol par 2 chevilles (non fournies)
- Réceptacle pour le surplus de gel
- Compatible avec flacons à pompe 1 L, 500 ml et 300 ml (non inclus)
- Hauteur totale : 1000 mm, Socle : 310x310 mm, livré démonté
- Livré avec 2 flacons vides de 500 ml



Référence	Conditionnement	Tarif HT *	Tarif TTC *
SHADIS1000	Unité	298 € 156,72 €	188,06 €

\*Hors frais de port



Commande au pied



Compatible 1 Litre

**POUR COMMANDER** 

Contactez-nous!

Tél: 02 48 66 64 00

Fax: 02 48 66 64 80

Email: info@varaylaborix.com



PROTECTIONS ANTI COVID-19

OFFRES SPÉCIALES

Station de distribution de gel ou solution hydroalcoolique à pompe intégrée pour bidon 5L



par Fabricant Matériel Médical



- Dispositif avec pompe au pied intégrée permettant d'accueillir des bidons de 5 L
- Actionnement au pied
- Grande autonomie (5 L de gel ou solution hydroalcoolique)
- Produit résistant et sécurisé (serrure à clef fournie)
- Changement simple et rapide du bidon 5 L
- Possibilité de fixation au sol
- Possibilité de mettre un affichage sur la station
- Hauteur totale: 1000 mm
- Dimensions du socle : 300 x 370 mm, livré monté
- Colonne : largeur 200 mm hauteur 990 mm
- Matière : Acier peinture époxy
- Compatible avec bidon 5 Litres (non fourni)



Référence	Conditionnement	Tarif HT *	Tarif TTC *
SHADIS5000	Unité	444 € 234,00 €	280,80 €

\*Hors frais de port



Grande autonomie avec bidon de  $5\ L$ 



Commande au pied



Fermeture à clef



Contactez-nous!

Tél: 02 48 66 64 00

Fax: 02 48 66 64 80

Email: info@varaylaborix.com



#### Tabliers, surblouse et manchette

- Pour les personnels au contact des malades ou nécessitant une protection individuelle pour éviter toute contamination ou propagation du virus
- Prédécoupes sur les côtés pour constituer la ceinture, schémas fournis
- Matière : PELLD, polyéthylène basse densité linéaire, épaisseur 25 microns
- Coloris blanc

Prix en baisse!









#### Manchette 2 bras sans élastique





Référence	Désignation	Conditionnement	Tarif HT *	Tarif TTC *
PROCOV10	Tablier double 70x120 cm	Carton de 250 (5x50)	55,80 €	58,87 €
PROCOV30	Surblouse 70x120 cm	Carton de 240 (6x40)	49,25 €	51,96 €
PROCOV40	Manchette gaine 23x190 cm	Carton de 480 (12×40)	92,16 €	97,23 €

\*Hors frais de port, TVA 5,5 %

### Housses de protection de cassettes de radiologie



- Destinées à la protection des cassettes lors de la prise de clichés au lit ou en cas d'urgence
- Housses PEBD, épaisseur 30 microns assurant une parfaite solidité à la déchirure et une forte résistance à la perforation
- 3 formats disponibles :
  - petit format pour cassettes jusqu'au 24 x 30 cm
  - moyen format pour cassettes jusqu'au 36 x 43 cm
  - grand format pour capteurs plans portables
- Rabat avec adhésif repositionnable
- 1 modèle stérile 56 x 43 cm avec rabat adhésif



Référence	Stérile	Dimensions	Rabat	Condt.	Tarif HT *	Tarif TTC *
POC2005	Non stérile	$33 \times 37 + 4 \text{ cm}$	Rabat repositionnable	Carton de 1000	110,20 €	132,25 €
POC2010	Non stérile	$44 \times 50$ cm	Sans rabat	2 rouleaux de 500	125,33 €	150,40 €
POC2015	Non stérile	$44 \times 50 + 4$ cm	Rabat repositionnable	Carton de 1000	154,15 €	184,98 €
POC2025	Non stérile	$60 \times 60 + 4 \text{ cm}$	Rabat repositionnable	Carton de 500	127,80 €	153,35 €
POC6501	Stérile	$56 \times 43$ cm	Rabat adhésif	Carton de 150	225,78 €	270,94 €

\*Hors frais de port

Tél: 02 48 66 64 00

Fax: 02 48 66 64 80 Email: info@varaylaborix.com



Contactez-nous!