

SPÉCIAL AMAGNÉTIQUE

BRANCARDS

zoom#25-2

BRANCARD TRIPLAN AMAGNÉTIQUE - COMBI FAUTEUIL ET BRANCARD



Hauteur Variable Hydraulique

- Permet de transporter les patients en position assise ou couchée
- Peut être utilisé à tout moment du circuit emprunté par les patients : accueil, préparation, transfert ou attente
- Permet l'injection du patient en position assise en salle de préparation
- Evite le transfert du patient d'un brancard non amagnétique ou d'une chaise de prélèvement vers le brancard Triplan
- Gain de place lors du rangement grâce à ses dimensions compactes en position fauteuil
- Relève buste et relève jambe assistés par vérin à gaz
- Charge maximale acceptée : 160 kg
- Hauteur variable 520-800 mm par vérin hydraulique, commande au pied
- 4 roues Ø 125 mm à frein
- Livré de série avec 2 barrières de sécurité amovibles et ajustables



Réf : IRM1608, Différentes options : Tige porte sérum + clameau IRM1609, Support bras injection + clameau IRM1607, Repose pieds IRM1611, Panier objet patient (sur châssis bas) IRM1612, Repose tête mousse IRM1613

BRANCARD BIPLAN AMAGNÉTIQUE

Hauteur Variable Hydraulique

- Hauteur réglable par vérin hydraulique grâce à la commande bilatérale située aux pieds de chaque côté du patient pouvant aller de 680 à 910 mm pour une meilleure ergonomie de travail
- Grande maniabilité du brancard
- Charge maximale acceptée : 180 kg
- 2 barrières de sécurité amovibles et ajustables en hauteur pour faciliter l'accès des patients
- Tige porte sérum incluse de série
- Dossier inclinable en 5 positions par crémaillère
- 4 roues antistatiques pivotantes Ø 125 mm à frein
- Longueur : 2130 mm, Largeur : 780 mm
- Revêtement favorisant les possibilités de nettoyage et de désinfection

Réf : IRM1600V2



BRANCARD BIPLAN AMAGNÉTIQUE

Hauteur Fixe

- Hauteur fixe doté d'un plan dur : 3 hauteurs : 730-830-930 mm, pré-réglée usine (à définir à la commande)
- 2 barrières de sécurité amovibles et ajustables pour faciliter l'accès des patients
- Tête relevable manuellement de 0 à 75°, réglable par crémaillère crantée
- Tige porte sérum 2 branches incluse de série
- Matelas amovible, revêtement anti-feu classé M1
- Revêtement favorisant les possibilités de nettoyage et de désinfection
- Matière profilé aluminium laqué blanc
- Charge maximale acceptée : 180 kg
- 4 roues antistatiques pivotantes Ø 125 mm à frein
- Longueur : 2100 mm, Largeur : 730 mm

Réf : IRM1000



MONITORING IRM

MONITEUR AMAGNÉTIQUE TESLA DUO

Pour surveillance des paramètres SPO2 et NIBP du patient lors des interventions en IRM

- Disponible en 3 configurations :
 - Modèle oxymètre de pouls SPO2, **réf IRM3010**
 - Modèle pression artérielle non invasive NIBP, **réf IRM3012**
 - Modèle oxymètre de pouls SPO2 et pression artérielle non invasive NIBP, **réf IRM3014**
- Afficheur tactile clair et lisible offrant une parfaite luminosité
- Affichage sous forme de valeurs ou d'un graphique
- 60 min de données en sauvegarde
- Alimentation intégrée à l'appareil
- Détecteur sans fil robuste qui assure une grande flexibilité d'utilisation
- Ecran tactile 7 pouces
- Livré avec un set de 3 détecteurs à positionner au bout de l'index : adulte, enfant, nourrisson

Option chariot mobile : **réf IRM3019**, Télécommande infrarouge : **réf IRM3013**

**[COMPATIBLE
3 TESLA]**



UGAP



NOUVEAUTÉ

SYSTÈME D'INFUSION COMPATIBLE IRM TESLA IV1

Système d'infusion à canal unique, basé sur les pompes B.BRAUN Space@plus, conçu pour une utilisation en environnement IRM

- Fourni avec les pompes Perfusor (seringue) ou Infusomat (volumétrique)
- Peut être utilisé sur un chariot dédié **réf IRM4300** ou en version autonome
- Intègre un détecteur de champ magnétique, une batterie interne d'une grande autonomie et un système d'alarme pour surveillance continue
- Fenêtre d'observation large pour surveiller les réglages de la pompe
- Injecteur de produit de contraste IRM Tesla IV sans pompe **réf IRM4200**

Modèle Perfusor : réf IRM4100

Le modèle Perfusor est une pompe à seringue, idéale pour les **perfusions de faible volume nécessitant une grande précision.**

- Utilise des seringues standard avec connecteurs Luer-lock
- Compatible avec des dispositifs tiers
- Autonomie de la batterie : 12h
- Ecran tactile couleur pour une navigation intuitive

Modèle Infusomat : réf IRM4000

Le modèle Infusomat est une pompe volumétrique, adaptée aux **perfusions de plus grand volume**

- Utilise des sets de perfusion dédiés
- Convient pour une large gamme de fluides, y compris les colloïdes, cristalloïdes, sang et composants sanguins
- Conçu pour une utilisation en milieu hospitalier, soins à domicile et transport médical
- Ecran tactile pour une configuration facile
- Livré avec une tige porte serum



**[COMPATIBLE
3 TESLA]**



Avantages :

Sécurité : Conception compatible IRM avec blindage pour éviter les interférences

Flexibilité : Choix entre modèle Perfusor et Infusomat selon les besoins cliniques

Mobilité : Utilisation sur chariot dédié ou en version autonome

Surveillance : Indicateur de champ magnétique et système d'alarme intégrés pour une surveillance continue

UGAP

MARCHÉ ÉQUIPEMENTS AMAGNÉTIQUES COMPATIBLES IRM
N°416377 - Renouvellement jusqu'en 2027

Autres référencements

HELPEVIA
VOTRE RÉFÉRENCE SANTÉ

CAHPP

POSITIONNEMENT

MATELAS PÉDIATRIQUES À DÉPRESSION



- Permet de limiter l'utilisation de sédatifs sur les nourrissons et facilite ainsi le suivi de l'enfant sans anesthésie
- Facile d'utilisation et respect du confort du patient
- Images de qualité, sans artéfact de mouvement
- Plusieurs dimensions :

DEPRESS NEONAT 1 - 52 x 42 cm : **réf DEPR2100**

DEPRESS NEONAT 2 - 67 x 35/55 cm : **réf DEPR2200**

DEPRESS NEONAT 3 - 70 x 33/55 cm : **réf DEPR2300**

DEPRESS ENFANT - 117 x 51/76 cm : **réf DEPR2400**

Pompe à vide manuelle : **réf DEPR2900**



UGAP

[PÉDIATRIE]

MR

PLATEAU DE CONTENTION PÉDIATRIQUE



- Système permettant une manipulation simple et précise tout en garantissant une totale sécurité de l'enfant lors des examens prolongés en IRM
- Livré de série avec son matelas gonflable radiotransparent souple et ses 4 bandes de contention douces auto-agrippantes «SOFT STRIP»
- Plateau en polycarbonate incolore et parfaitement transparent, facile à nettoyer, dimensions : 84 x 34 cm
- Charge maximale acceptée : 10 kg

Réf : PED2100

[PÉDIATRIE]



UGAP

MR

VALISE 10 CALES DE POSITIONNEMENT

- Valise comprenant 10 cales en mousse de polyuréthane recouvertes douces au toucher et résistantes
- Mousse parfaitement radiotransparente pour examen radiologique de 70kV à 140 kV
- Revêtement déperlant pour nettoyage facile



Contenu de la valise :

1 cale ronde 22x5 cm

1 cale ronde perforée 22x5 cm

1 cale rouleau 25x10 cm

1 cale rectangulaire 24x18x5 cm

2 cales triangulaires 18x10x5 cm

2 cales triangulaires 18x24x12 cm

2 cales coin plat 15° 24x18x7 cm

Réf : CDG1099

MR

Nombreuses cales,
consultez-nous !

UGAP

FAUTEUIL ROULANT EASY ROLLER

Ergonomique et esthétique

- 100% thermoplastique, fabriqué dans le respect de l'environnement avec du plastique recyclable uniquement
- Confortable pour le patient et facile à utiliser pour le personnel médical
- Peut être utilisé en toute sécurité dans un environnement IRM
- Protocole de désinfection complet pour usage hospitalier
- Chaise en polyéthylène rotomoulé

Réf : IRM1058

[COMPATIBLE
TOUTES
PUISSANCES]



UGAP

MR

PRÉPARATION

CHAISE DE TRANSFERT

- 100 % compatible IRM jusqu'à 3 Tesla
- Capacité renforcée : jusqu'à 220 kg, idéale pour tous types de patients
- Châssis robuste en aluminium laqué blanc, durable et facile à nettoyer
- Accoudoirs relevables : facilite les transferts latéraux
- Repose pieds escamotable : se glisse sous la chaise pour un encombrement minimal
- Tige porte-serum intégrée à 2 crochets : soins facilités pendant le transport
- Maniabilité exceptionnelle : roues avant directionnelles, roues arrière équipées de freins diamètre 125 mm

Réf : IRM1059



**[SURCHARGE
PONDÉRALE]**



UGAP

CHARIOTS AMAGNÉTIQUES

Gamme complète de chariots amagnétiques fiables, hygiéniques et parfaitement adaptés aux environnements IRM exigeants :

- Structure 100% antimagnétique : aucun risque d'interférence avec les équipements IRM, garantissant une sécurité maximale pour le personnel et les patients
- Hygiène et asepsie optimales avec une surface de travail en polyéthylène (PE), formes arrondies et rebords surélevés
- Ergonomie et praticité avec une hauteur de travail idéale à 980 mm
- Grande capacité de rangement modulable : tiroirs, façades colorées avec porte-étiquette intégré
- Mobilité silencieuse et sécurisée grâce à des roues doubles avec frein et propriétés antistatiques

NOUVEAUTÉ



Réf : IRM2601



Réf : IRM2603

**[COMPATIBLE
3 TESLA]**



POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Nos référencements




**SERVICE
COMMERCIAL**
à votre écoute !

**LIVRAISON
RAPIDE
48/72^H**
selon disponibilités de stock

CONTACT

Tél. : +33 (0)2 48 66 64 00
Fax : +33 (0)2 48 66 64 80

VARAY LABORIX
7 Place Louis Lacombe
18023 BOURGES Cedex
www.varaylaborix.com
commercial@varaylaborix.com



nordest@varaylaborix.com
NORD-EST : 02 48 66 04 12
centreouest@varaylaborix.com
CENTRE-OUEST : 02 48 66 04 19
parisidf1@varaylaborix.com
75 Rive Gauche, 78, 91, 92, 95 ILE DE FRANCE : 02 48 66 04 16
parisidf2@varaylaborix.com
75 Rive Droite, 77, 93, 94 ILE DE FRANCE : 02 48 66 04 16
sudest@varaylaborix.com
SUD-EST : 02 48 66 64 91
sudouest@varaylaborix.com
SUD-OUEST : 02 48 66 04 18
export@varaylaborix.com
EXPORT : +33 2 48 66 04 15
domtom@varaylaborix.com
DOM-TOM : 02 48 66 04 15