

SPÉCIAL OCTOBRE ROSE

Octobre 2025

SIÈGE DIVAN DE MAMMOGRAPHIE



CTM500

UGAP



- Ce siège divan est destiné au transfert et au positionnement du patient lors des mammographies et des stéréotaxies.
- Il est parfaitement adapté à la pratique de ces examens grâce à :
 - au dossier réglable de manière très précise,
 - aux 2 segments séparés qui peuvent être ajustés individuellement,
 - à la position de l'appui tête adaptable et permettant de parfaitement positionner le patient selon la posture désirée lors de ces procédures,
 - aux 2 accoudoirs escamotables qui permettent d'installer plus facilement le patient et de le placer en position latérale type Park Bench,
 - à l'appui tête ajustable en hauteur.
- Il permet ainsi d'obtenir le positionnement en toute sécurité du patient et assure également son confort lors des examens en position dorsale ou latérale.

GANT MAMMAIRE



GMA1000

UGAP

Heltis
Line

- Assure la radioprotection du sein non exposé lors d'un examen de mammographie 3D sous stéréotaxie
- Equivalence Pb : 0,35 mm
- Taille unique, coloris unique
- Rassure le patient
- Utilisation autonome du dispositif par le patient

FANTÔME DE SEIN



MTM100


- Fantôme de sein équivalent tissu conçu et dédié aux tests de performances d'un mammographe par une évaluation quantitative de la qualité d'image
- Contrôle précisément la résolution spatiale, le contraste et le bruit
- Comprend une mire de résolution

BIOMARC MARQUEURS DE SITE DE BIOPSIE MAMMAIRE



1 x 3 mm

2 x 4 mm



Caractéristiques et avantages :

- Permet la croissance naturelle des tissus
- Compatible IRM avec un artefact très faible
- Forme conçue pour éviter toute migration
- Visibilité permanente sous IRM, rayons X et échographie

STERILE EO



UGAP

Biomarc® Marqueurs de site mammaire

Désignation	Marqueur	Condt.	Référence
Marqueur de site mammaire 13G 11 cm	1 x 3 mm	Boîte de 10	BI013G177
Marqueur de site mammaire 14G 11 cm	2 x 4 mm	Boîte de 10	BI014G177

NÉGATOSCOPIES POUR MAMMOGRAPHIE



12 clichés avec barre fixe



12 clichés avec barre mobile



Négatoscopie équipée
d'une loupe

- Dans le cadre de la campagne du dépistage du cancer du sein, le négatoscope est un élément primordial dans la chaîne d'imagerie.
- Afin de répondre au cahier des charges relatif aux dispositifs pour l'interprétation des clichés en mammographie, nous vous proposons notre gamme complète de négatoscopes pour mammographie.
- Excellents compromis pour leurs rapports qualité-prix, les mammoscopes HELTIS LINE sont les outils requis pour tout cabinet en cours d'accréditation ou souhaitant s'équiper d'un nouveau modèle plus performant.
- Sur le plan technique, les négatoscopes pour mammographie HELTIS LINE, équipés de 4 diaphragmes à réglages indépendants, répondent parfaitement à la décision ANSM du 07/10/2005.
- La grande nouveauté de nos appareils réside dans le système d'entraînement des rideaux réalisé sans chaînettes ni courroies. Il vous assure ainsi une excellente fiabilité dans le temps et une grande souplesse de réglage

Heltis
Line

NÉGATOSCOPIES POUR MAMMOGRAPHIES				
Désignation	Nbre de clichés	Format	Barre	Référence
Négatoscopie pour mammographies	12 clichés	18 x 24	Volets + Barre fixe	NM12UV
Négatoscopie pour mammographies	12 clichés	18 x 24	Volets + Barre mobile	NM12UM
Loupe pour négatoscopes *				NM12LO

LUXMÈTRE



LUXN1339

- Luxmètre électronique pour le contrôle des moniteurs, des négatoscopes et de la lumière ambiante. En option, le luxmètre peut recevoir un cône de lumière permettant de le transformer en luminancemètre.

- Livré avec étui en cuir, logiciel et cables

LOUPE À MAIN



LP7

- Loupe à main de haute qualité fabriquée par le spécialiste LESA.

- Cette loupe d'un diamètre de 100mm confère aux médecins radiologues et aux professionnels de santé un très haut confort d'utilisation sans déformation de l'image et sans artefacts.

- Le manche à une finition caoutchouc pour un confort en main inégalable.

Consultez-nous pour prendre connaissance de notre gamme complète !

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

**LIVRAISON
RAPIDE
48/72^H**
selon disponibilités de stock

Nos références




**SERVICE
COMMERCIAL**
à votre écoute !

CONTACT

Tél. : +33 (0)2 48 66 64 00
Fax : +33 (0)2 48 66 64 80

VARAY LABORIX
7 Place Louis Lacombe
18023 BOURGES Cedex
www.varaylaborix.com
commercial@varaylaborix.com



nordest@varaylaborix.com NORD-EST : 02 48 66 04 17
centreeouest@varaylaborix.com CENTRE-OUEST : 02 48 66 04 19
parisidf1@varaylaborix.com 75 Rive Gauche, 78, 91, 92, 95 ILE DE FRANCE : 02 48 66 04 16
parisidf2@varaylaborix.com 75 Rive Droite, 77, 93, 94 ILE DE FRANCE : 02 46 72 00 59
sudest@varaylaborix.com SUD-EST : 02 48 66 64 91
sudouest@varaylaborix.com SUD-OUEST : 02 48 66 04 18
export@varaylaborix.com EXPORT : +33 2 48 66 04 15
domtom@varaylaborix.com DOM-TOM : 02 48 66 04 15