

SPÉCIAL MOVEMBER

Novembre 2025

PROTECTION DES PATIENTS

PROTECTEURS GONADES

UGAP

- Ergonomique et souple
- Equivalence Pb 1 mm
- 3 tailles disponibles : Small / Medium / Large
- Fermeture Velcro



PROTECTEURS GONADES

UGAP

- Protecteur pour gonades modèle 276 plombé 1 mm
- Le modèle se présente en PVC souple avec pressions pour le maintien. Le modèle 276 est disponible en 2 tailles.
- Dimensions :
 - Taille enfant : 110 x 90 x 65 mm
 - Taille adulte : 155 x 120 x 90 mm



PROTECTEURS TESTICULES			
Eq Pb	Taille	Format ouvert Lxh	Référence
1 mm	Small (rouge)	22,0 x 15,5 cm	PGOV1000
1 mm	Medium (vert)	26,5 x 21,0 cm	PGOV1010
1 mm	Large (bleu)	32,5 x 25,5 cm	PGOV1020
1 mm	Set de 3 tailles S - M - L		PGOV1050
-	Protections hygiéniques à usage unique	Boîte de 300	PGOVHYG13

PROTECTEURS GONADES			
Eq Pb	Modèle	Taille	Référence
1 mm	Enfant	110 x 90 x 65 mm	PTE276
1 mm	Adulte	155 x 120 x 90 mm	PTA276
1 mm	Protections hygiéniques	Set de 100	PIE276

PISTOLET HISTOLOGIQUE AUTOMATIQUE

TRU-CORE™ II URO

- Le pistolet pour biopsie automatique Tru-Core™ II URO peut être utilisé facilement avec une seule main ce qui le rend idéal pour les procédures sous échoguidage. Sa petite taille et sa légèreté le rendent également idéal pour les biopsies au trocart guidées par tomodynamométrie.
- Le pistolet Tru-Core™ II urologie propose des aiguilles ayant une taille spécifiquement adaptée aux biopsies de la prostate.



ARGON
MEDICAL DEVICES

TRU-CORE™ II URO - PISTOLET AUTOMATIQUE POUR BIOPSIE

Désignation	Cond.	Référence
TRU-CORE™ II URO 18G x 20 cm	Bte de 10	ATR1820URO
TRU-CORE™ II URO 18G x 25 cm	Bte de 10	ATR1825URO

STERILE EO

SUSPENSIONS ANTI-X

ÉCRANS DE PROTECTION ANTI-X POUR UROLOGIE ET HSG

UGAP


- Système de protection contre les rayons X composé de :
 - 1 bouclier de protection contre les rayons X : l 280 x h 420 mm
 - 1 bras PORTEGRA 2 avec un bras d'extension de 750 ou 950 mm de long et un bras compensé de 910 mm de long
 - 1 boîte de 50 housses stériles à usage unique

- Radioprotection efficace pour la protection de la tête de l'opérateur
- Réduction considérable de l'exposition aux rayons diffusés, en particulier pour le cristallin

ÉCRAN DE PROTECTION POUR UROLOGIE ET HYSTÉROGRAPHIE

Désignation	Bras d'extension	Eq Pb	Dimensions L x H	Référence
Suspension de protection pour uro-	750 mm	0,50 mm	Bouclier : 280 x 420 mm	MASU5140
Suspension de protection pour uro-	950 mm	0,50 mm	Bouclier : 280 x 420 mm	MASU5141
Housses stériles		Bte de 50 housses		MASU5149

TABLE D'OPÉRATION

TABLE D'OPÉRATION HYPÉRION


NOUVEAUTÉ


Le plateau de la table d'opération, fait en fibre de carbone de haute qualité, est radiotransparent ce qui permet de prendre des clichés radiographiques de haute qualité. Le déplacement et la possibilité de changer les segments de la table assurent une pleine compatibilité avec tous les types de bras en C.

Avantages du produit :

- Le système Mobiweight de l'HYPERION ne consomme pas trop les batteries et permet aussi de commander les réglages de manière harmonieuse.
- Le double système de réglage de la hauteur permet d'abaisser la table jusqu'à une hauteur de 585 mm ce qui facilite le positionnement du patient sur le plateau de l'HYPERION.
- Grâce aux paramètres excellents du produit et une large plage de réglage des positions, on peut y réaliser presque tous les types d'opérations.


Poids supporté : 500 kg
Hauteur de la chaise : 585 à 1 050 mm

TABLE D'OPÉRATION HYPÉRION

Désignation	Référence
Table d'opération Hypérion réglages multiples Lg 2335 mm Larg 570 mm	CTSU08

DIVANS D'EXAMEN

DIVAN ÉLECTRIQUE VIMEU 2 PLANS



- Table à élévation électrique
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc
- Sellerie plate (40 mm)
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Procline/décline sur l'ensemble du divan (+15°/-15°)
- Capot ABS blanc sous l'assise et dossier
- Dossier réglable par vérin à gaz et procline/décline (+65°/-25°)

Spécifications techniques :

- Dimensions hors tout : L. 2000 × l. 670 × H. 560/860 mm
- Dossier : L. 650 × l. 670 mm
- Assise : L. 1300 × l. 670 mm
- Poids du divan : 80 kg
- Poids supporté : 300 kg
- Garantie : 3 ans hors sellerie

DIVAN VIMEU HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

Désignation	Référence
Divan 2 plans procline/ décline +15°/-15° Dossier +65 - 25 ° Charge max 300 kg	DIVIM1000



DIVAN D'EXAMEN DUOLYS



Confort :

- Dossier central électrique (Mouvements doux)
- Dossier extérieur réglable par vérin à gaz
- Possibilité de combiner pédale et commande manuelle

Hygiène :

- Facilité de déplacement : Système Block'n Roll (selon modèles)
- Sellerie d'assise amovible étanche
- Revêtement avec protection antibactérienne
- 2 supports rouleau de papier

Sécurité :

- Pieds en H très stable
- Bras d'élévation robustes
- Capacité jusqu'à 200 kg
- Procline - Décline (selon modèles)
- Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)

Accessibilité :


- Hauteur variable de 56 à 96 cm
- Compatible avec un lève-malade



Position basse



Position haute



Procline

DIVAN MIXTE DUOLYS

Désignation	Référence
Divan mixte DUOLYS hauteur variable électrique 49 à 95 cm	Etriers / Block n' roll
Divan mixte DUOLYS hauteur variable électrique 49 à 95 cm	Etriers escamotables/ Block n' roll
Divan mixte DUOLYS hauteur variable électrique 49 à 95 cm	Appui jambes / Block n' roll
Divan mixte DUOLYS hauteur variable électrique 49 à 95 cm	Etriers escamotables / Patins
Paire de poignées compatibles avec étaux de 16 mm pour divans Duolys	POIHV856
Grille anti-éclaboussure pour table ELANSA/ DUOLYS	GRIAE1000
Paire d'étau pour divan d'examen 118/QUEST/iQUEST/DUOLYS	DIVCF1055
Bac plastique amovible 6L avec tuyau d'évacuation pour divans DUOLYS	BACDU01000
Paire de barrières repliables pour divans QUEST/ iQUEST/ DUOLYS	DIVHV3040
Commande électrique au pied pour réglage de la hauteur	CDELEC 1000

COLOSCANNER

KITS D'INSUFFLATION CO₂

UGAP


Compatible EZEM/
BRACO VIMAP, CALMED



Compatible
Protocol O2 et VIMAP



Compatible
CT-1400



- La longueur totale de 3,80 m permet de placer l'insufflateur n'importe où dans la pièce, sans gêne pour l'intervenant. L'ensemble est composé d'une poche de 240 ml pour la rétention des fluides corporels et d'un filtre de 0,1 micron hydrophile afin d'éviter toute contamination de l'insufflateur par reflux.
- Le set est pourvu en son extrémité d'un cathéter spécial CH 6 mm ou CH 9 mm, à usage universel, avec un ballonnet en silicone.
- Le ballonnet est rempli par une seringue à usage unique.

KITS D'INSUFFLATION CO ₂			
Caractéristiques	Compatibilité	Condt.	Référence
Sonde rectale CH9 mm avec ballonnet 90 ml	CT-1400	Unité	CT1900
Sonde rectale CH6 mm avec ballonnet 30 ml	PROTOCOL O2 et VIMAP VMX-1000A	Unité	CT1910

INSUFFLATEUR CO₂ POUR COLOSCOPIE VIRTUELLE

UGAP



- Conçu pour une opération ininterrompue pendant tout le cycle du processus d'examen et satisfait ainsi à toutes les exigences en vigueur en matière de colographie tomographique à base de dioxyde de carbone.
- Livré avec un chariot de transport équipé de 4 roulettes qui peuvent être verrouillées et d'un tuyau haute pression.
- Les crochets aident à positionner le kit d'insufflation d'un côté ou de l'autre de l'unité afin d'assurer un parfait positionnement de l'intervenant.

INSUFFLATEUR CO ₂		
Caractéristiques	Condt.	Référence
Insufflateur CO ₂ pour coloscopie virtuelle	Unité	CT1800

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Nos référencements

LIVRAISON RAPIDE
48/72^H
selon disponibilités de stock




SERVICE COMMERCIAL
à votre écoute !

CONTACT

Tél. : +33 (0)2 48 66 64 00
Fax : +33 (0)2 48 66 64 80

VARAY LABORIX
7 Place Louis Lacombe
18023 BOURGES Cedex
www.varaylaborix.com
commercial@varaylaborix.com



nordest@varaylaborix.com NORD-EST : 02 48 66 04 17
centreouest@varaylaborix.com CENTRE-OUEST : 02 48 66 04 19
parisidf1@varaylaborix.com 75 Rive Gauche, 78, 91, 92, 95 ILE DE FRANCE : 02 48 66 04 16
parisidf2@varaylaborix.com 75 Rive Droite, 77, 93, 94 ILE DE FRANCE : 02 46 72 00 59
sudest@varaylaborix.com SUD-EST : 02 48 66 64 91
sudouest@varaylaborix.com SUD-OUEST : 02 48 66 04 18
export@varaylaborix.com EXPORT : +33 2 48 66 04 15
domtom@varaylaborix.com DOM-TOM : 02 48 66 04 15